

Datenblatt

HOTGEN ANTIGEN-SELBSTTEST

Art.-Nr.: 707050

Hotgen Antigen-Selbsttest zum Nachweis von SARS-CoV-2 für die Anwendung durch Laien. Kein med. Personal notwendig.

- Sensitivität: 96,30% und Spezifität: 99,13% = Genauigkeit: 97,76%
- Ergebnis innerhalb von 15 Minuten
- Abstrichentnahme schonend über den vorderen Nasenbereich
- Zugelassen durch das BfArM zur Selbstanwendung durch Laien, Sonderzulassung: 5640-S-057/21
- Zu je 5 Einheiten verpackt und mit EAN-Code versehen
- Evaluiert durch das Paul-Ehrlich-Institut



**Abstrich im vorderen
Nasenbereich ca. 1,5 cm**



**Ergebnis nach
nur 15 Minuten.**

Verpackungsinhalt pro VPE: 320 Tests / 64 Pck. mit je 5 Einheiten

5 Einheiten pro Packung

- 5 x SARS-CoV-2-Antigen-Testkassette
- 5 x Einweg-Virusprobenabstrich
- 5 x Probenextraktionspuffer 0,3 ml
- 5 x Müllbeutel für kontaminierten Abfall